



PAX Rettungs-BOA

PAX Rescue-BOA

Schnelle Evakuierung des Patienten mit Hilfe der nach DIN EN 1865-1 getesteten PAX Rettungs-BOA. Die Auslieferung erfolgt in einer praktischen Schutztasche. Im Notfall kann die eingearbeitete Fleecedecke zur Wärmeerhaltung genutzt werden.

Quick evacuation of the patient by means of the PAX Rescue-BOA tested according to DIN EN 1865-1. Delivery is carried out in a practical protection bag. In case of emergency the incorporated fleece blanket can be used for conservation of body heat.



für den
professionellen
Einsatz

for the
professional
application!



Art.-Nr. / Item No. 118171908

PAX Rettungs-BOA

PAX Rescue-BOA

 315cm (Länge / length)  0,90kg

 Maße (verpackt in Tasche):

Dimensions (packed in bag): 40x27x7cm

08

PRO



Zweckbestimmung PAX Rettungs-BOA

Intended purpose PAX Rescue-BOA

Die PAX Rettungs-BOA wird verwendet, um Patienten / Personen aus einer Umgebung zu evakuieren, die ein zielgerichtetes Arbeiten unmöglich macht oder wenn zeitliche Zwänge dieses verlangen. Ferner dient sie dazu, während und durch ihre sachgemäße Anwendung, die Bereiche der Hals- und Brustwirbelsäule unter den gegebenen Umständen optimal zu immobilisieren. Die Anwendung beschränkt sich auf die präklinische Versorgung und die erste Phase der klinischen Versorgung. Offene Wunden, Brüche und Verletzungen müssen vor Anwendung der PAX Rettungs-BOA nach den aktuellen Regeln der Fachgesellschaften versorgt werden. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt, welches nur von ausgewiesenen und anhand der Gebrauchsanweisung regelmäßig geschultem Fachpersonal angewendet werden darf. Die Art der Anwendung richtet sich nach den aktuellen, allgemein anerkannten medizinischen Richtlinien und Empfehlungen der entsprechenden Fachgesellschaften. Weiterhin kann die enthaltene Fleecedecke als Notfall-Wärmedecke verwendet werden.

The PAX Rescue-BOA is used in order to evacuate a patient / person from an environment that makes a purposeful work impossible or when time pressure demands it. Moreover it serves to optimally immobilise the cervical and thoracic spine during and by proper use under the present circumstances. The application is restricted to the pre-hospital care and to the first phase of clinical care. Open wounds, fractures and injuries have to be treated according to the current rules of the specialty societies prior to the application. This product is about a medical product which is only to be used by briefed and regularly product trained skilled-personnel. The type of application follows the current, generally recognized medical directives and recommendations of the corresponding specialty societies. Furthermore the incorporated fleece blanket can be used as emergency warmth blanket.

